FICHE TECHNIQUE Dissolution

Quand on mélange un solvant et une espèce chimique pour obtenir une solution, on réalise une dissolution.

$$C_{\rm m} = \frac{m_{\rm solut\acute{e}}}{V_{\rm solution}}$$

Préparation d'une solution par dissolution

- 1. Déterminer la masse de soluté à peser pour réaliser la solution demandée.
- 2. Préparer la solution.

Matériel

- balance:
- coupelle;
- entonnoir;
- fiole jaugée;
- bouchon.

Manipulation

- Peser le soluté.
- Mettre le soluté dans la fiole jaugée en rinçant la coupelle et l'entonoir.
- Remplir la fiole jaugée aux trois-quarts, boucher et agiter.
- Compléter jusqu'au trait de jauge, boucher et homogénéiser.



